



瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

申請者：大彰化草莓園

地址：彰化縣田尾鄉海豐村慶豐路777巷7號

樣品名稱：草莓

數量/規格：500g

委託測試項目：農藥殘留檢驗 374 項

備註：

報告編號：1803005

報告日期：2018.03.16

收樣日期：2018.03.12


測試日期：2018.03.14

生產或供應者：同申請者

測試方法：1. 本試驗件參考衛生福利部於106年8月31日公告之「食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五) MOHWP0055.03」(公告字號：部授食字第1061901690號)，以氣相層析串聯式質譜儀(GC/MS/MS)及液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)檢測。
2. 本試驗件參考衛生福利部於102年9月6日公告之「食品中殘留農藥檢驗方法—殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二) MOHWP0054.03」(公告字號：部授食字第1021950329號)，以頂空氣體進樣器，連接氣相層析火焰光度偵測儀(GC/FPD)檢測。

測試結果：1. 本樣品檢測如附件所列之373項農藥及二硫代胺基甲酸鹽類農藥，檢出數據如附表一，未登載之項目皆未檢出。

2. 「符合」中華民國行政院衛生福利部食品藥物管理署公告之「農藥殘留容許標準」。



備註：1. 本報告不得分離或擷錄使用。

2. 檢測結果若大於定量極限則彙整於附件中，本次檢測項目及定量極限分別詳列於附錄中。

3. 備註表中“-”處指公告檢驗方法不適用於該農藥之檢驗，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。

-END-

Chua Sing Peng
報告簽署人：蔡成鵬



本報告未經本公司正式書面許可，不得以任何方式部份複製轉載。報告分離或部份引用是無效。報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。此報告結果僅對送樣測試件負責。



瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

報告編號：1803005

其檢出項目及數據如下：(附表一)

測試項目		定量極限 ppm(mg/kg)	檢測結果 ppm(mg/kg)	中華民國農藥 殘留容許標準 ppm(mg/kg)
安美速	Amisulbrom	0.01	0.0179	< 2
賽普洛	Cyprodinil	0.01	0.0404	< 5
凡殺同	Famoxadone	0.01	0.0512	< 2
護汰寧	Fludioxonil	0.01	0.0470	< 2

-END-





瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

報告編號：1803005

檢驗報告附件：測試項目及定量極限(LOQ)表：單位：ppm(mg/kg)

No.	英文名稱	中文名稱	檢測儀器	LOQ	No.	英文名稱	中文名稱	檢測儀器	LOQ
1	Abamectin	阿巴汀	LCMSMS	0.01	45	Cyclosulfamuron	環磺隆	LCMSMS	0.01
2	Acephate	毆殺松	LCMSMS	0.01	46	Cycloxydim	環殺草	LCMSMS	0.01
3	Acetamiprid	亞滅培	LCMSMS	0.01	47	Cyflufenamid	賽芬胺	LCMSMS	0.01
4	Acibenzolar-S-methyl		LCMSMS	0.01	48	Cyflumetofen	賽芬蟎	LCMSMS	0.01
5	Aldicarb	得滅克	LCMSMS	0.01	49	Cymoxanil	克絕	LCMSMS	0.01
6	Aldicarb sulfone	得滅克蠟	LCMSMS	0.01	50	Cyprodinil	賽普洛	LCMSMS	0.01
7	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞蠟	LCMSMS	0.01	51	Demeton-S-methyl	滅賜松	LCMSMS	0.01
8	Alloxydim (sodium)	亞汰草	LCMSMS	0.01	52	Dicrotophos	雙特松	LCMSMS	0.01
9	Ametoctradin	滅脫定	LCMSMS	0.01	53	Dimethenamid	汰草滅	LCMSMS	0.01
100	Ametryn	草殺淨	LCMSMS	0.01	54	Dimethoate	大滅松	LCMSMS	0.01
11	Amisulbrom	安美速	LCMSMS	0.01	55	Dimethomorph	達滅芬	LCMSMS	0.01
12	Atrazine	草脫淨	LCMSMS	0.01	56	Dinotefuran	達特南	LCMSMS	0.01
13	Azoxystrobin	亞托敏	LCMSMS	0.01	57	Diuron	達有龍	LCMSMS	0.01
14	Benalaxyl	本達樂	LCMSMS	0.01	58	Dymron	汰草龍	LCMSMS	0.01
15	Bendiocarb	免敵克	LCMSMS	0.01	59	Emamectin benzoate B _{1a}	因滅汀	LCMSMS	0.01
16	Benfuracarb	免扶克	LCMSMS	0.01	60	Emamectin benzoate B _{1b}	因滅汀	LCMSMS	0.01
17	Bensulfuron-methyl	免速隆	LCMSMS	0.01	61	Ethiprole	益斯普	LCMSMS	0.01
18	Benthiazole	佈生	LCMSMS	0.01	62	Ethirimol	依瑞莫	LCMSMS	0.01
19	Bifenazate	必芬蟎	LCMSMS	0.01	63	Etoxazole	依殺蟎	LCMSMS	0.01
20	Boscalid	白克列	LCMSMS	0.01	64	Famoxadone	凡殺同	LCMSMS	0.01
21	Bufencarb	必克蝨	LCMSMS	0.01	65	Fenamiphos	芬滅松	LCMSMS	0.01
22	Buprofezin	布芬淨	LCMSMS	0.01	66	Fenazaquin	芬殺蟎	LCMSMS	0.01
23	Butocarboxim	佈嘉信	LCMSMS	0.01	67	Fenbutatin-oxide	芬佈賜	LCMSMS	0.01
24	Carbaryl	加保利	LCMSMS	0.01	68	Fenhexamid		LCMSMS	0.01
25	Carbendazim	貝芬替	LCMSMS	0.01	69	Fenobucarb	丁基滅必蝨	LCMSMS	0.01
26	Carbofuran	加保扶	LCMSMS	0.01	70	Fenothiocarb	芬硫克	LCMSMS	0.01
27	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	LCMSMS	0.01	71	Fenoxanil	芬諾尼	LCMSMS	0.01
28	3-OH Carbofuran	3-羥基加保扶	LCMSMS	0.01	72	Fenoxycarb	芬諾克	LCMSMS	0.01
29	Carbosulfan	丁基加保扶	LCMSMS	0.01	73	Fenpyroximate	芬普蟎	LCMSMS	0.01
30	Carfentrazone-ethyl	乙基克繁草	LCMSMS	0.01	74	Fenthion	芬殺松	LCMSMS	0.01
31	Carpropamid	加普胺	LCMSMS	0.01	75	Ferimzone	富米宗	LCMSMS	0.01
32	Chlorantraniliprole	剋安勃	LCMSMS	0.01	76	Flazasulfuron	伏速隆	LCMSMS	0.01
33	Chlorfluzazuron	克福隆	LCMSMS	0.01	77	Flonicamid	氟尼胺	LCMSMS	0.01
34	Chromafenozide	可芬諾	LCMSMS	0.01	78	Fluazifop-P-butyl	伏普	LCMSMS	0.01
35	Cinern I	除蟲菊精	LCMSMS	0.01	79	Fludioxonil	護汰寧	LCMSMS	0.01
36	Cinern II	除蟲菊精	LCMSMS	0.01	80	Flufenoxuron	氟芬隆	LCMSMS	0.01
37	Cinosulfuron	西速隆	LCMSMS	0.01	81	Fluopicolide	氟比來	LCMSMS	0.01
38	Clethodim	剋草同	LCMSMS	0.01	82	Fluopyram	氟派瑞	LCMSMS	0.01
39	Clofentezine	克芬蟎	LCMSMS	0.01	83	Flupyradifurone		LCMSMS	0.01
40	Clomazone	可滅蹤	LCMSMS	0.01	84	Flusilazole	護砂得	LCMSMS	0.01
41	Clomeprop	克普草	LCMSMS	0.01	85	Flutriafol	護汰芬	LCMSMS	0.01
42	Clothianidin	可尼丁	LCMSMS	0.01	86	Formetanate	覆滅蟎	LCMSMS	0.01
43	Cyanazine	氟乃淨	LCMSMS	0.01	87	Fosthiazate	福賽絕	LCMSMS	0.01
44	Cyazofamid	賽座滅	LCMSMS	0.01	88	Furametypr	福拉比	LCMSMS	0.01

本報告未經本公司正式書面許可，不得以任何方式部份複製轉載。報告分離或部份引用是無效。報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。此報告結果僅對送樣測試件負責。



瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

報告編號：1803005

檢驗報告附件：測試項目及定量極限(LOQ)表：單位：ppm(mg/kg)

No.	英文名稱	中文名稱	檢測儀器	LOQ	No.	英文名稱	中文名稱	檢測儀器	LOQ
89	Haloxypop-methyl	甲基合氯氣	LCMSMS	0.01	133	Piperonyl butoxide	協力精	LCMSMS	0.01
90	Hexaconazole	菲克利	LCMSMS	0.01	134	Pirimicarb	比加普	LCMSMS	0.01
91	Hexaflumuron	六伏隆	LCMSMS	0.05	135	Pretilachlor	普拉草	LCMSMS	0.01
92	Hexythiazox	合賽多	LCMSMS	0.01	136	Probenazole	撲殺熱	LCMSMS	0.01
93	Imazalil	依滅列	LCMSMS	0.01	137	Prochloraz	撲克拉	LCMSMS	0.01
94	Imidacloprid	益達胺	LCMSMS	0.01	138	Profenophos	佈飛松	LCMSMS	0.01
95	Indoxacarb	因得克	LCMSMS	0.01	139	Promecarb	普滅克	LCMSMS	0.01
96	Iprovalicarb		LCMSMS	0.01	140	Propamocarb	普拔克	LCMSMS	0.01
97	Isazofos	依殺松	LCMSMS	0.01	141	Propanil	除草靈	LCMSMS	0.01
98	Isoprocarb	滅必蝨	LCMSMS	0.01	142	Propargite	毆蝸多	LCMSMS	0.01
99	Isopyrazam	亞派占	LCMSMS	0.01	143	Propoxur	安丹	LCMSMS	0.01
100	Isouron	愛速隆	LCMSMS	0.01	144	Proquinazid	普快淨	LCMSMS	0.01
101	Isoxaflutole		LCMSMS	0.01	145	Pymetrozine	派滅淨	LCMSMS	0.01
102	Jasmolin I	除蟲菊精	LCMSMS	0.01	146	Pyraclostrobin	百克敏	LCMSMS	0.01
103	Jasmolin II	除蟲菊精	LCMSMS	0.01	147	Pyrazosulfuron-ethyl	百速隆	LCMSMS	0.01
104	Linuron	理有龍	LCMSMS	0.01	148	Pyrethrin I	除蟲菊精	LCMSMS	0.01
105	Mandipropamid	曼普胺	LCMSMS	0.01	149	Pyrethrin II	除蟲菊精	LCMSMS	0.01
106	Mecarbam	滅加松	LCMSMS	0.01	150	Pyribencarb		LCMSMS	0.01
107	Mepanipyrim	滅派林	LCMSMS	0.01	151	Pyridaben	畢達本	LCMSMS	0.01
108	Metaflumizone	美氟綜	LCMSMS	0.01	152	Pyrifluquinazon		LCMSMS	0.01
109	Metalaxyl	滅達樂	LCMSMS	0.01	153	Pyridate	必汰草	LCMSMS	0.01
110	Metconazole-cis	滅特座	LCMSMS	0.01	154	Pyrifenox	比芬諾	LCMSMS	0.01
111	Methamidophos	達馬松	LCMSMS	0.01	155	Quinoxifen	快諾芬	LCMSMS	0.01
112	Methiocarb	滅賜克	LCMSMS	0.01	156	Quizalofop-ethyl	快伏草	LCMSMS	0.01
113	Methomyl	納乃得	LCMSMS	0.01	157	Rotenone	魚藤精	LCMSMS	0.01
114	Methoprene	美賜平	LCMSMS	0.01	158	Saflufenacil	殺芬草	LCMSMS	0.01
115	Methoxyfenozide	滅芬諾	LCMSMS	0.01	159	Sethoxydim	西殺草	LCMSMS	0.01
116	Metobromuron	撲多草	LCMSMS	0.01	160	Simazine	草滅淨	LCMSMS	0.01
117	Metolcarb	治滅蝨	LCMSMS	0.01	161	Spinetoram J	賜諾特J	LCMSMS	0.01
118	Metrafenone	滅芬農	LCMSMS	0.01	162	Spinetoram L	賜諾特L	LCMSMS	0.01
119	Metribuzin	滅必淨	LCMSMS	0.01	163	Spinosad A (spinosyn A)	賜諾殺A	LCMSMS	0.01
120	Mevinphos	美文松	LCMSMS	0.01	164	Spinosad D (spinosyn D)	賜諾殺D	LCMSMS	0.01
121	Monocrotophos	亞素靈	LCMSMS	0.01	165	Spirodiclofen	賜派芬	LCMSMS	0.01
122	MPMC (Xylylcarb)	滅爾蝨	LCMSMS	0.01	166	Spiromesifen	賜滅芬	LCMSMS	0.01
123	Norflurazon		LCMSMS	0.01	167	Spirotetramat	賜派滅	LCMSMS	0.01
124	Novaluron	諾伐隆	LCMSMS	0.01	168	Sulfoxaflor	速殺氟	LCMSMS	0.01
125	Omethoate	歐滅松	LCMSMS	0.01	169	Tebufenozide	得芬諾	LCMSMS	0.01
126	Oxamyl	歐殺滅	LCMSMS	0.01	170	Tebufenpyrad	得芬瑞	LCMSMS	0.01
127	Oxycarboxin	嘉保信	LCMSMS	0.01	171	Tepaloxymid	得殺草	LCMSMS	0.01
128	Oxydemeton-Methyl	滅多松	LCMSMS	0.01	172	Thiabendazole	腐絕	LCMSMS	0.01
129	Pencycuron	賓克隆	LCMSMS	0.01	173	Thiacloprid	賽果培	LCMSMS	0.01
130	Penoxsulam	平速爛	LCMSMS	0.01	174	Thiamethoxam	賽速安	LCMSMS	0.01
131	Phosphamidon	福賜米松	LCMSMS	0.01	175	Thiobencarb	殺丹	LCMSMS	0.01
132	Phoxim	巴賽松	LCMSMS	0.01	176	Thiodicarb	硫敵克	LCMSMS	0.01

本報告未經本公司正式書面許可，不得以任何方式部份複製轉載。報告分離或部份引用是無效。報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。此報告結果僅對送樣測試件負責。



瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

報告編號：1803005

檢驗報告附件：測試項目及定量極限(LOQ)表：單位：ppm(mg/kg)

No.	中文名稱	英文名稱	檢測儀器	LOQ	No.	中文名稱	英文名稱	檢測儀器	LOQ
177	Thiofanox	硫伐隆	LCMSMS	0.01	221	Chinomethionat	螞離丹	GCMSMS	0.01
178	Tolfenpyrad	脫芬瑞	LCMSMS	0.01	222	cis-Chlordane	cis-可氣丹	GCMSMS	0.01
179	Tolyfluanid	甲基益發靈	LCMSMS	0.01	223	trans-Chlordane	trans-可氣丹	GCMSMS	0.01
180	Trichlorfon	三氯松	LCMSMS	0.01	224	Chlorfenapyr	克凡派	GCMSMS	0.01
181	Tricyclazole	三賽唑	LCMSMS	0.01	225	Chloropropylate	克氣蟎	GCMSMS	0.01
182	Trifloxystrobin	三氟敏	LCMSMS	0.01	226	Chlorothalonil	四氯異苯腈	GCMSMS	0.02
183	Triforine	賽福寧	LCMSMS	0.01	227	Chlorpropham		GCMSMS	0.01
184	Vamidothion	繁米松	LCMSMS	0.01	228	Chlorpyrifos	陶斯松	GCMSMS	0.01
185	XMC (Macbal)	滅克蟲	LCMSMS	0.01	229	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	GCMSMS	0.01
186	Zoxamide	座賽胺	LCMSMS	0.01	230	Chlorthal-dimethyl	大克草	GCMSMS	0.01
187	Acequinocyl-hydroxyl	亞醜蟎代謝物	LCMSMS	0.01	231	Chlozolate	克氣得	GCMSMS	0.01
188	Bentazone	本達隆	LCMSMS	0.01	232	CPMC (Etofol)	蟲必殺	GCMSMS	0.01
189	Diflubenzuron	二福隆	LCMSMS	0.01	233	Cyanofenphos	施力松	GCMSMS	0.01
190	Fipronil	芬普尼	LCMSMS	0.001	234	Cyanophos	氣乃松	GCMSMS	0.01
191	Fipronil-sulfone	芬普尼代謝物	LCMSMS	0.01	235	Cyfluthrin	賽扶寧	GCMSMS	0.01
192	Fluazinam	扶吉胺	LCMSMS	0.01	236	Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	GCMSMS	0.01
193	Flubendiamide	氟大滅	LCMSMS	0.01	237	λ -Cyhalothrin	賽洛寧	GCMSMS	0.01
194	Lufenuron	祿芬隆	LCMSMS	0.01	238	Cypermethrin	賽滅寧	GCMSMS	0.01
195	Penthiopyrad		LCMSMS	0.01	239	α -cypermethrin	亞滅寧	GCMSMS	0.01
196	Teflubenzuron	得福隆	LCMSMS	0.01	240	Cyproconazole	環克座	GCMSMS	0.01
197	Acetochlor		GCMSMS	0.01	241	<i>o, p'</i> -DDD	<i>o, p'</i> -滴滴滴	GCMSMS	0.01
198	Acrinathrin	阿納寧	GCMSMS	0.01	242	<i>o, p'</i> -DDE	<i>o, p'</i> -滴滴滴	GCMSMS	0.01
199	Alachlor	拉草	GCMSMS	0.01	243	<i>o, p'</i> -DDT	<i>o, p'</i> -滴滴滴	GCMSMS	0.01
200	Aldrin	阿特靈	GCMSMS	0.01	244	<i>p, p'</i> -DDE	<i>p, p'</i> -滴滴滴	GCMSMS	0.01
201	Allethrin	亞烈寧	GCMSMS	0.02	245	<i>p, p'</i> -DDT	<i>p, p'</i> -滴滴滴	GCMSMS	0.01
202	Azinphos-methyl	谷速松	GCMSMS	0.01	246	<i>p, p'</i> -DDD	<i>p, p'</i> -滴滴滴	GCMSMS	0.01
203	Benfluralin	倍尼芬	GCMSMS	0.01	247	Deltamethrin	錫滅寧	GCMSMS	0.01
204	α -BHC	α -蟲必死	GCMSMS	0.01	248	Diazinon	大利松	GCMSMS	0.01
205	β -BHC	β -蟲必死	GCMSMS	0.01	249	Dichlorvos	二氯松	GCMSMS	0.01
206	γ -BHC (Lindane)	γ -蟲必死(靈丹)	GCMSMS	0.01	250	Dicloran	大克爛	GCMSMS	0.01
207	δ -BHC	δ -蟲必死	GCMSMS	0.01	251	Dicofol	大克蟎	GCMSMS	0.01
208	Bifenox	必芬諾	GCMSMS	0.01		Dicofol (DCBP)	大克蟎代謝物	GCMSMS	0.01
209	Bifenthrin	畢芬寧	GCMSMS	0.01	252	Dieldrin	地特靈	GCMSMS	0.01
210	Bitertanol	比多農	GCMSMS	0.01	253	Difenoconazole	待克利	GCMSMS	0.01
211	Bromacil	克草	GCMSMS	0.01	254	2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN)		GCMSMS	0.01
212	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	GCMSMS	0.01					
213	Bromophos-methyl	(甲基)溴磷松	GCMSMS	0.01	255	Dimethipin	穫萎得	GCMSMS	0.01
214	Bromopropylate	新殺蟎	GCMSMS	0.01	256	Diniconazole	達克利	GCMSMS	0.01
215	Bromuconazole	溴克座	GCMSMS	0.01	257	Dinitramine	捷乃安	GCMSMS	0.01
216	Bupirimate	布瑞莫	GCMSMS	0.01	258	Diphenamid	大芬滅	GCMSMS	0.01
217	Butachlor	丁基拉草	GCMSMS	0.01	259	Diphenylamine		GCMSMS	0.01
218	Butralin	比達寧	GCMSMS	0.01	260	Disulfoton	二硫松	GCMSMS	0.01
219	Cadusafos		GCMSMS	0.01	261	Ditalimfos	普得松	GCMSMS	0.01
220	Carbophenothion	加芬松	GCMSMS	0.01	262	Dithiopyr	汰硫草	GCMSMS	0.01

本報告未經本公司正式書面許可，不得以任何方式部份複製轉載。報告分離或部份引用是無效。報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。此報告結果僅對送樣測試件負責。



瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

報告編號：1803005

檢驗報告附件：測試項目及定量極限(LOQ)表：單位：ppm(mg/kg)

No.	中文名稱	英文名稱	檢測儀器	LOQ	No.	中文名稱	英文名稱	檢測儀器	LOQ
263	Edifenphos	護粒松	GCMSMS	0.01	300	Iprodione	依普同	GCMSMS	0.01
264	α -Endosulfan	α -安殺番	GCMSMS	0.01	301	Isofenphos	亞芬松	GCMSMS	0.01
265	β -Endosulfan	β -安殺番	GCMSMS	0.01	302	Isoprothiolane	亞賜圃	GCMSMS	0.01
266	Endosulfan-sulfate	安殺番硫酸鹽	GCMSMS	0.01	303	Isotianil	亞汰尼	GCMSMS	0.01
267	Endrin	安特靈	GCMSMS	0.01	304	Isoxathion	加福松	GCMSMS	0.01
268	EPN	一品松	GCMSMS	0.01	305	Kresoxim-methyl	克收欣	GCMSMS	0.01
269	Epoxiconazole	依普座	GCMSMS	0.01	306	Malathion	馬拉松	GCMSMS	0.01
270	Esfenvalerate	益化利	GCMSMS	0.01	307	Mefenacet	滅芬草	GCMSMS	0.01
271	Ethion	愛殺松	GCMSMS	0.01	308	Mephosolan	美福松	GCMSMS	0.01
272	Ethoprophos	普伏松	GCMSMS	0.01	309	Mepronil	滅普寧	GCMSMS	0.01
273	Etofenprox	依芬寧	GCMSMS	0.01	310	Metazachlor	滅草胺	GCMSMS	0.01
274	Etridiazole	依得利	GCMSMS	0.01	311	Methacrifos	滅克松	GCMSMS	0.01
275	Etrimfos	益多松	GCMSMS	0.01	312	Methidathion	滅大松	GCMSMS	0.01
276	Fenarimol	芬瑞莫	GCMSMS	0.01	313	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲基	GCMSMS	0.01
277	Fenbuconazole	芬克座	GCMSMS	0.01	314	Metolachlor	莫多草	GCMSMS	0.01
278	Fenitrothion	撲滅松	GCMSMS	0.01	315	Mirex	滅蟻樂	GCMSMS	0.01
279	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	GCMSMS	0.01	316	Molinate	稻得壯	GCMSMS	0.01
280	Fenpropathrin	芬普寧	GCMSMS	0.01	317	Myclobutanil	邁克尼	GCMSMS	0.01
281	Fenpropimorph	芬普福	GCMSMS	0.01	318	Napropamide	滅落脫	GCMSMS	0.01
282	Fensulfothion	繁福松	GCMSMS	0.01	319	Nuarimol	尼瑞莫	GCMSMS	0.01
283	Fenvalerate	芬化利	GCMSMS	0.01	320	Oxadiazon	樂滅草	GCMSMS	0.01
284	Flucythrinate	護賽寧	GCMSMS	0.01	321	Oxadixyl	歐敵斯	GCMSMS	0.01
285	Fluensulfone	氟速芬	GCMSMS	0.01	322	Oxyfluorfen	複祿芬	GCMSMS	0.01
286	Fluroxypyr-meptyl	氟氣比代謝物	GCMSMS	0.01	323	Paclobutrazol	巴克素	GCMSMS	0.01
287	Flutolanil	福多寧	GCMSMS	0.01	324	Parathion	巴拉松	GCMSMS	0.01
288	Fluvalinate	福化利	GCMSMS	0.01	325	Parathion-methyl	甲基巴拉松	GCMSMS	0.01
289	Fluxapyroxad	氟克殺	GCMSMS	0.01	326	Penconazole	平克座	GCMSMS	0.01
290	Fonofos	大福松	GCMSMS	0.01	327	Pendimethalin	施得圃	GCMSMS	0.01
291	Formothion	福木松	GCMSMS	0.01	328	Penflufen	平氟芬	GCMSMS	0.01
292	Fthalide	熱必斯	GCMSMS	0.01	329	Pentachloroaniline	五氯苯胺	GCMSMS	0.01
293	Halfenprox	合芬寧	GCMSMS	0.01	330	Permethrin	百滅寧	GCMSMS	0.01
294	Heptachlor	飛佈達	GCMSMS	0.01	331	Phenothiol	脫禾草	GCMSMS	0.01
295	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	GCMSMS	0.01	332	Phenothrin	酚丁滅蟲成分之一	GCMSMS	0.01
296	Heptenophos	飛達松	GCMSMS	0.01	333	Phenthoate	賽達松	GCMSMS	0.01
297	Hexazinone	菲殺淨	GCMSMS	0.01	334	2-Phenylphenol		GCMSMS	0.01
298	Imibenconazole	易胺座	GCMSMS	0.02	335	Phorate	福瑞松	GCMSMS	0.01
299	Iprobenfos	丙基喜樂松	GCMSMS	0.01	336	Phosalone	裕必松	GCMSMS	0.01

本報告未經本公司正式書面許可，不得以任何方式部份複製轉載。報告分離或部份引用是無效。報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。此報告結果僅對送樣測試件負責。



瑞升檢驗科技有限公司

瑞升檢驗實驗室

實驗室地址：臺中市龍井區台西南路212巷5號3F

電話：(04)26307751 傳真：(04)26307791

試驗報告

TEST REPORT

申請編號：18031201

報告編號：1803005

檢驗報告附件：測試項目及定量極限(LOQ)表：單位：ppm(mg/kg)

No.	中文名稱	英文名稱	檢測儀器	LOQ	No.	中文名稱	英文名稱	檢測儀器	LOQ
337	Phosmet	益滅松	GCMSMS	0.01	356	Sedaxane		GCMSMS	0.01
338	Pirimiphos-ethyl	乙基亞特松 (必滅松)	GCMSMS	0.01	357	Silafluofen	矽護芬	GCMSMS	0.01
339	Pirimiphos-methyl	亞特松	GCMSMS	0.01	358	Tebuconazole	得克利	GCMSMS	0.01
340	Procymidone	撲滅寧	GCMSMS	0.01	359	Terbufos	托福松	GCMSMS	0.01
341	Prometryn	佈滅淨	GCMSMS	0.01	360	Tetraconazole	四克利	GCMSMS	0.01
342	Propaphos	加護松	GCMSMS	0.01	361	Tetradifon	得脫蟎	GCMSMS	0.01
343	Propiconazole	普克利	GCMSMS	0.01	362	Tetramethrin	治滅寧	GCMSMS	0.01
344	Prothiofos	普硫松	GCMSMS	0.01	363	Thenylchlor	欣克草	GCMSMS	0.01
345	Pyraclofos	白克松	GCMSMS	0.01	364	Thiifluzamide	賽氟滅	GCMSMS	0.01
346	Pyraflufen-ethyl	派芬草	GCMSMS	0.01	365	Thiometon	硫滅松	GCMSMS	0.01
347	Pyrazophos	白粉松	GCMSMS	0.01	366	Tolclofos-methyl	脫克松	GCMSMS	0.01
348	Pyridaphenthion	必芬松	GCMSMS	0.01	367	Triadimefon	三泰芬	GCMSMS	0.01
349	Pyrimethanil	派美尼	GCMSMS	0.02	368	Triadimenol	三泰隆	GCMSMS	0.01
350	Pyrimidifen	畢汰芬	GCMSMS	0.01	369	Triazophos	三落松	GCMSMS	0.01
351	Pyriproxyfen	百利普芬	GCMSMS	0.01	370	Tridiphane	三地芬	GCMSMS	0.01
352	Pyroquilon	百快隆	GCMSMS	0.01	371	Triflumizole	賽福座	GCMSMS	0.01
353	Quinalphos	拜裕松	GCMSMS	0.01	372	Trifluralin	三福林	GCMSMS	0.01
354	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	GCMSMS	0.01	373	Vinclozolin	免克寧	GCMSMS	0.01
355	Salithion	殺力松	GCMSMS	0.01	374	Dithiocarbamates	二硫代胺基甲酸鹽類 (以二硫化碳計算)	GC-FPD	0.10

-END-



本報告未經本公司正式書面許可，不得以任何方式部份複製轉載。報告分離或部份引用是無效。報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。此報告結果僅對送樣測試件負責。